


J556 マインドバランスモニター



WORK JOY



特徴

いつでも簡単に自律神経の測定！

センサーを指にはさんで測定



A～Eの5段階評価
ご家庭や職場で簡単に
チェック

小型で持ち運びに便利
収納ケース付き


パソコンと接続して詳細な解析、印刷等が可能！（オプションソフト）

自律神経の状態からストレスの有無、健康状態などがわかります

使用例

評価


自律神経の
バランス



年齢の入力

自律神経の
活性度

アクセサリ



N510 ストレスチェッカー

J556とWindows PCを接続し
 詳細な自律神経バランスを解析するための
 ソフトウェアです。

価格：オープン価格

※ WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。



ADS-001 指センサー

指先から脈波を取得するためのセンサーです。
 指センサーは本体に標準で付属します。

価格：オープン価格

年月日	時間	LF/HF	CVRR	平均脈拍	最大脈拍	最小脈拍	判定結果	判定エリア
2017年12月09日	18時17分18秒	298	2.09	80.00	91	47		
2017年12月09日	18時20分05秒	190	2.21	82.00	88	48		
2017年12月09日	18時24分05秒	806	3.00	74.01	84	64		
2017年12月09日	18時27分18秒	806	3.73	74.51	81	51		
2017年12月09日	18時30分18秒	180	2.07	81.00	88	77		
2017年12月09日	18時33分18秒	177	4.29	80.00	86	71		
2017年12月09日	18時36分05秒	849	2.04	80.00	87	71		
2017年12月09日	18時39分48秒	242	3.03	87.44	88	76		
2017年12月09日	18時42分24秒	115	2.73	76.61	85	74		
2017年12月09日	18時45分24秒	180	3.07	76.00	86	73		
2017年12月09日	18時48分05秒	800	4.01	84.00	76	55		
2017年12月09日	18時51分48秒	800	3.05	80.18	84	76		
2017年12月09日	18時54分48秒	182	2.96	87.96	86	75		
2017年12月09日	18時57分18秒	391	4.27	82.00	86	70		
2017年12月09日	18時59分48秒	120	2.96	80.00	86	71		
2017年12月09日	18時59分48秒	873	3.07	77.00	82	61		
2017年12月09日	18時59分48秒	136	3.90	81.76	86	67		
2017年12月11日	18時13分48秒	800	1.98	89.76	85	61		
2017年12月11日	18時17分18秒	800	3.00	81.00	82	76		

自律神経バランスチェックシート

J556とWindows PCを接続し、
 Excelで測定と記入を自動で行うマクロです。
 ホームページより無料でダウンロードできます。
<http://www.workjoy.co.jp>

※ ExcelはMicrosoft Corporationの登録商標です。

主な仕様

付属品	指先センサ(1本)、取扱説明書、クイックマニュアル、単4形アルカリ乾電池(2個)、収納ケース
本体価格	オープン価格
備考	一般医療機器 一般医療機器届出番号：10B3X10007000001 特定保守管理医療機器

お問合せ



株式会社ワークジョイ

〒374-0042 群馬県館林市近藤町592-5
 TEL:0276-75-8471 FAX:0276-75-8472
<http://www.workjoy.co.jp>
 E-mail: somu@workjoy.co.jp



収納ケースに入れた 本体とセンサー